



**JACOMEX**

# Conception et production

BOÎTES À GANTS

ISOLATEURS

SYSTEMES DE PURIFICATION  
DE GAZ NEUTRE

PRODUITS STANDARD ET  
SUR MESURE



Sur 1 site de 8000 m<sup>2</sup>



EN ISO 9001  
Certificat N° 71 100 D 289

## Nos atouts

<b>Expérience</b>	Plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'enceintes de confinement
<b>Maîtrise totale du projet</b>	Conception (bureau d'études) Réalisation (bureau des méthodes) Fabrication (machines performantes et personnel hautement qualifié) Commercialisation
<b>Fabrication française</b>	Produits standard et sur mesure en fonction des besoins du client
<b>Domaines de spécialité</b>	Isolateurs et boîtes à gants rigides en inox Structures mécano-soudées, électropolies à angles arrondis en coins de valise
<b>Assurance qualité</b>	Certification EN ISO 9001 : 2000 (depuis 2002)



## Nos moyens humains et matériels

<b>Laboratoire équipé d'appareils de test et contrôle</b>	1 contrôleur de taux de fuites de boîtes à gants "Oxyfuit" (brevet Jacomex/CEA) <i>Méthode à l'oxygène selon norme ISO 10648-2</i> 1 détecteur de fuites à hélium portable ASM 310 1 détecteur de fuites à hélium portable ASM 120 H 1 détecteur de fuites à hélium ASM 142 1 détecteur de fuite de gaz portable tg 94 1 laboratoire de contrôle d'étanchéité
<b>Bureau d'études et bureau des méthodes intégrés</b>	2 licences autocad 2000® 2 licences Mechanical Desktop® 2 licences Inventor 3D® 1 licence TruTopsLaser® 1 licence TruTopsTube® 1 licence TruTopsBend® 1 licence TruTopsCell®
<b>Atelier de chaudronnerie de 3000 m<sup>2</sup></b>	1 robot soudure source Yag TRUMPF® 1 laser de découpe CO <sub>2</sub> TRUMPF® 1 presse plieuse CNC TRUMPF® 1 scie à ruban CNC 2 axes 6 postes à souder argon TIG inox - alu/ 250A 1 poste MIG MAG pulsé / 500A 1 enceinte étanche pour soudure titane
<b>Service Après-Vente</b>	Installation, mise en route, formation, dépannage, assistance téléphonique
<b>Service Recherche et Développement</b>	2 licences de programmation d'automates et d'écrans tactiles SIEMENS

